


Xét nghiệm phân (phương pháp lấy mẫu)

Vui lòng tham khảo hướng dẫn và ghi chú và thu thập phân trong một thùng chứa quy định.

Hình 1 Cách áp dụng



Mũi

Agar

Container

gậy

Nhà vệ sinh kiểu phương Tây

Nhà vệ sinh kiểu Nhật Bản

Giấy


Giấy

- (1) Kéo nắp sang ↑.
- (2) Nó có thể được chia thành stick và dung dịch bảo quản (agar).
- (3) Vui lòng đâm nhẹ 2-3 lần cho đến phần ----- của thanh trên hình.
- (4) Hãy đảm bảo rằng phân đang dính chặt vào cây gậy.
- (5) Đẩy thanh vào trong hộp chứa dung dịch bảo quản cho đến khi nó đung vào vị trí.

Ghi chú

- ※ Vui lòng tham khảo nhà vệ sinh kiểu phương Tây và làm thế nào để sử dụng nhà vệ sinh kiểu Nhật như thể hiện trong hình 1. Hãy đảm bảo rằng giấy không bị ngâm trong nước.
- ※ Vui lòng thu thập số tiền thích hợp như thể hiện trong hình 2. Hãy cẩn thận không quên để thắt chặt nắp.
- ※ Tránh lưu trữ ở nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- ※ Sau khi thu gom, sẽ không thay đổi từ 3 ngày đến 7 ngày tùy theo dung dịch bảo quản, vui lòng gửi nó càng sớm càng tốt.

Hình 2



Một lượng nhỏ

Lượng phân phù hợp

Quá nhiều