

ဝမ်းနမူနာယူခြင်းအကြောင်း

တိကျမှန်ကန်သော စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ဝမ်းနမူနာရယူခြင်း ရှင်းလင်းချက်နှင့် သတိပြုရန်အချက်များကို ကိုးကား၍ သတ်မှတ်ထားသော ဘူးအတွင်းသို့ နမူနာရယူပေးပါ။

ပုံ 1

ဝမ်းနမူနာရယူခြင်း ရှင်းလင်းချက်

(1) အဖုံးကို အပေါ်ဘက်သို့ ဆွဲထုတ်ပါ။

(2) ဝမ်းနမူနာယူတံနှင့် ထိန်းသိမ်းရည် (ဂျယ်လီပုံစံ) ပါဝင်သော ဘူးအဖြစ် ကွဲထွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(3) ဝမ်းနမူနာယူတံကို ဝမ်းအတွင်းသို့ ----- အနက်အထိ 2 နေရာမှ 3 နေရာခန့် အသာအယာ ထိုးစိုက်ပါ။

(4) ဝမ်းနမူနာယူတံတွင် ဝမ်းများ ကပ်ပါလာပြီဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။

(5) ထုတ်ယူထားသော ဝမ်းနမူနာယူတံကို ထိန်းသိမ်းရည်ပါရှိသော ဘူးအတွင်းသို့ “ကလစ်” ဟူသော အသံမြည်သည်အထိ ဖိသွင်းပါ။

သတိပြုရန်အချက်များ

- ※ ပုံ 1 တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း အနောက်တိုင်းစတိုင် သန့်စင်ခန်းဖြစ်ပါက နောက်ပြန်လှည့်၍လည်းကောင်း၊ ဂျပန်စတိုင် သန့်စင်ခန်းဖြစ်ပါက နောက်ဘက်ခြမ်းတွင်လည်းကောင်း ထိုင်ပြီး စက္ကူအား တတ်နိုင်သမျှ ရေထဲသို့ မစိမ့်မိစေရန် ဂရုပြုပါ။
- ※ ပုံ 2 တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း သင့်တော်သော ပမာဏကို ယူဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဖုံး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပိတ်ရန် မမေ့စေရန် သတိပြုပါ။
- ※ အပူချိန်မြင့်မားသော နေရာများနှင့် နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာများတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုပါနှင့်။
- ※ ထိန်းသိမ်းရည်သည် ဝမ်းနမူနာရယူပြီးနောက် 3 ရက်မှ 7 ရက်ခန့်အထိ ဝမ်းတွင် အပြောင်းအလဲမရှိစေရန် ဖော်စပ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း နမူနာရယူပြီးပါက အမြန်ဆုံး တင်သွင်းပေးပါ။

ပုံ 2

နည်းသည် သင့်တော်သော ပမာဏ များသည်